

The logo consists of two interlocking loops, one in a dark blue color and the other in a light blue color, creating a stylized infinity or connection symbol.

ヘルスコネクト

設定ガイド

ヘルスコネク ト 初期設定手順 < Android14以降> ※機種、OSバージョンによって設定方法が異なります

※Android14以降の場合、「ヘルスコネク ト」は標準でインストールされており、事前の準備は不要です。

※Android14未満の場合、ストアから事前に「ヘルスコネク ト」のインストールして初期設定してください。

1 ヘルスコネク トにアクセスする


端末の「設定」アプリから以下の手順でヘルスコネク トを開きます



「セキュリティとプライバシー」




「プライバシー管理」



「ヘルスコネク ト」


2 アクセス権を変更する

RenoBodyアプリに同期するアクティビティを設定します



3 デバイス設定を変更する

RenoBodyアプリのデバイス設定から「ヘルスコネク ト」を選択します




ヘルスコネク ト 初期設定手順 < Android14未満> ※機種、OSバージョンによって設定方法が異なります

※Android14以降の場合、「ヘルスコネク ト」は標準でインストールされており、事前の準備は不要です。

※Android14未満の場合、ストアから事前に「ヘルスコネク ト」のインストールして初期設定してください。

1 ヘルスコネク トをインストールする

ストアで「ヘルスコネク ト」と検索しインストールします




2 ヘルスコネク トにアクセスする

端末の「設定」アプリから以下の手順でヘルスコネク トを開きます



「アプリと通知」




「ヘルスコネク ト」



ストアで「ヘルスコネク ト」と検索し「開く」をタップする

3 アクセス権を変更する

RenoBodyアプリに同期するアクティビティを設定します



4 デバイス設定を変更する

RenoBodyアプリのデバイス設定から「ヘルスコネク ト」を選択します



「ヘルスコネクト」に機器や他サービスを接続すると、RenoBodyへ連携される際は＜統合されたデータ＞が連携されます。
以下の手順で、ウェアラブル機器のデータと一致させたり、端末本体の歩数を採用するなど、データのソースを調整することが出来ます。

端末の「設定」アプリからヘルスコネクトを開いて、以下の流れで「データソースと優先度」にアクセスします



各データソースの右側にあるMENU（三点リーダー）から、ソースの削除と優先度の変更が可能です。

(削除したソースを再追加する場合)
TOPの+ボタンから再追加が可能です

← データソースと優先度

アクティビティ

データの合計

2,780 歩 7月3日

1.776 km 7月3日

データソース

- 1 Fit
- 2 Mi Fitness
- 3 XQ-EC44

■ MENU（三点リーダー）

【下に移動】…対象ソースのデータが採用される優先度を下げます

【削除】・・・対象ソースのデータを連携対象から外します

(使用例)

左図のデータソースの場合、

- 「Mi Fitness」のみを残して他を削除すると、「Mi Fitness」のデータと一致します
- 「XO-EC44」のみを残して他を削除すると、スマートフォン端末での歩数計測となります

⇒ 「Fit」 はGoogle Fitを指します

⇒他社サービスはサービス名称で表示されます

⇒スマートフォン端末は型式番号で表示されます

